

SEB1000


SICHERHEIT & KOMFORT

Die zuverlässige Unterstützung
für manuelles Waschen

- Kontinuierliche Dichtheitsprüfung
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- 7" Farb-Touchscreen-Display
- Bis zu fünf benutzerdefinierte Zyklen
- Einfache & geführte Prozeduren
- Autom. Reinigungsmitteldosiersystem



medical.cbc-europe.com





ZEITOPTIMIERUNG

Der Einsatz der SEB1000 gibt den Nutzern die Möglichkeit, sich auf andere Aktivitäten zu konzentrieren.

SCHNELLER SCHLAUCHWECHSEL

Schneller und einfacher Schlauchwechsel

MUSKEL-SKELETT-ERKRANKUNGEN

Automatische Bewässerung verhindert Schäden, die durch wiederholte und kontinuierliche Bewegungen verursacht werden

UNMITTELBARKEIT

Das intuitive Farb-Touch-Display führt den Bediener durch alle Schritte und gewährleistet eine ständige Kontrolle

BIOGEFÄHRDUNG

Die Schläuche können sterilisiert werden, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren

SICHERHEIT FÜR ENDOSKOPE

Automatische Dichtheitsprüfung, die die Instrumente während des gesamten Zyklus unter Druck hält, um mögliche Ausfälle zu vermeiden

NACHVOLLZIEHBARKEIT

Barcode-Scanner, der die Identifizierung von Geräten und Bedienern vereinfacht. Die Berichte können auf USB gespeichert und ausgedruckt werden, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten

SPEZIFIKATIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	SEB1000				
Gewicht	kg	10	Spannung	V	220 - 240
Abmessungen (BxTxH)	mm	230 / 280 / 320	Frequenz	Hz	50
Umgebungstemperatur	°C	-10°C - 40°C	Leistungsaufnahme (max.)	W	40
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	HR%	30 - 80	Strom	mA	300



CBC (Europe) GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 6 • 40547 Düsseldorf



medical.cbc-europe.com

info@cbc-europe.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 082021 v1.0